

# CITO Cushion Crease

## CITO Cushion Crease Plus


Profilé de rainage de grande qualité pour le traitement de cartons ondulés

Spécialement développé pour être utilisé par les fabricants de formes de découpe et les entreprises de transformation de cartons ondulés sur les outils de découpe à plat et de découpe à rotation

- Adhésion remarquable
- Excellente résistance en hauteur et à l'usure
- Contrôle de qualité optique simple grâce à un code couleur
- Disponible en version autocollante EasyFix sur les rouleaux CMR faciles à utiliser
- La technologie autocollante EasyFix avec Fingerlift rend l'utilisation encore plus conviviale et efficace




## CITO Cushion Crease – profilé de rainage



CITO Cushion Crease est utilisé sur le filet raineur pour faciliter la compression du carton ondulé et optimiser le pliage, en particulier le long de l'ondulation.


### Cushion Crease



Désignation	Dimensions (l × H)	Couleur	UV	Réf. n°
<b>70 Shore A</b>				
Cushion Crease	16,5 × 6,4 mm	Jaune	1 Bobine / 50 m	BPB00142
Cushion Crease	17,0 × 7,0 mm	Vert	1 Bobine / 50 m	BPB00143
Cushion Crease	17,5 × 7,5 mm	Or	1 Bobine / 50 m	BPB00153
Cushion Crease	18,0 × 8,0 mm	Bleu	1 Bobine / 50 m	BPB00144
Cushion Crease	18,5 × 8,5 mm	Violet	1 Bobine / 50 m	BPB00151
Cushion Crease	20,0 × 9,0 mm	Orange	1 Bobine / 50 m	BPB00145
Cushion Crease	20,0 × 9,7 mm	Blanc	1 Bobine / 50 m	BPB00152
Cushion Crease	20,0 × 10,0 mm	Rose	1 Bobine / 50 m	BPB00154


Remarque : Les duretés indiquées en Shore A peuvent légèrement diverger.

### Cushion Crease EasyFix




Désignation	Dimensions (l × H)	Couleur	UV	Réf. n°
<b>70 Shore A</b>				
Cushion Crease EasyFix	16,5 × 6,4 mm	Jaune	1 Rouleau / 20 m	BPB01242
Cushion Crease EasyFix	17,0 × 7,0 mm	Vert	1 Rouleau / 20 m	BPB01243
Cushion Crease EasyFix	17,5 × 7,5 mm	Or	1 Rouleau / 20 m	BPB01253
Cushion Crease EasyFix	18,0 × 8,0 mm	Bleu	1 Rouleau / 20 m	BPB01244
Cushion Crease EasyFix	18,5 × 8,5 mm	Violet	1 Rouleau / 18 m	BPB01251
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,0 mm	Orange	1 Rouleau / 16 m	BPB01245
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,7 mm	Blanc	1 Rouleau / 15 m	BPB01252
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 10,0 mm	Rose	1 Rouleau / 15 m	BPB01254

Remarque : Les duretés indiquées en Shore A peuvent légèrement diverger.




## CITO Cushion Crease Plus – profilé de rainage



CITO Cushion Crease Plus est principalement utilisé pour le traitement des ondulations doubles et multiples. Le profilé de rainage est utilisé sur le filet raineur pour faciliter la compression du carton ondulé sur une surface plus importante et optimiser le pliage, en particulier le long de l'ondulation.


### Cushion Crease Plus



Désignation	Dimensions (l × H)	Couleur	UV	Réf. n°
<b>70 Shore A</b>				
Cushion Crease Plus	21 × 7,0 mm	Vert	1 Bobine / 50 m	BPB00171
Cushion Crease Plus	21 × 7,5 mm	Or	1 Bobine / 50 m	BPB00172
Cushion Crease Plus	21 × 8,0 mm	Bleu	1 Bobine / 50 m	BPB00173
Cushion Crease Plus	21 × 8,5 mm	Lilas	1 Bobine / 50 m	BPB00174
Cushion Crease Plus	21 × 9,0 mm	Orange	1 Bobine / 50 m	BPB00175
Cushion Crease Plus	21 × 9,5 mm	Blanc	1 Bobine / 50 m	BPB00176
Cushion Crease Plus	21 × 11,0 mm	Beige	1 Bobine / 50 m	BPB00180
Cushion Crease Plus	21 × 12,0 mm	Marron	1 Bobine / 35 m	BPB00182

Remarque : Les duretés indiquées en Shore A peuvent légèrement diverger.

### Cushion Crease Plus EasyFix



Désignation	Dimensions (l × H)	Couleur	UV	Réf. n°
<b>70 Shore A</b>				
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,0 mm	Orange	1 Rouleau / 16 m	BPB01275
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,5 mm	Blanc	1 Rouleau / 14 m	BPB01276
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 11,0 mm	Beige	1 Rouleau / 12 m	BPB01280

Remarque : Les duretés indiquées en Shore A peuvent légèrement diverger.



CITO Cushion Crease et CITO Cushion Crease Plus sont adaptés aux outils de découpe à plat et de **découpe à rotation**.

Le profilé de rainage se caractérise par son **excellente résistance en hauteur et à l'usure**.

Grâce au **code couleur**, le contrôle qualité de la forme de découpe terminée peut simplement être effectué visuellement.

CITO Cushion Crease et CITO Cushion Crease Plus sont disponibles en **version autocollante EasyFix** sur les **rouleaux CMR** faciles à utiliser. La version autocollante EasyFix permet de positionner précisément le matériel d'éjection sur la forme de découpe et de le retirer sans laisser de résidus. Cela n'endommagera pas la surface de la forme de découpe. Plus besoin d'utiliser une agrafeuse pour ajouter une fixation supplémentaire.



### Support CMR pour contreparties de rainage CITO – pour le rangement et la transformation efficaces de contreparties de rainage sur rouleau

Le support CMR compact pour disques CMR se distingue par sa construction stable et peut accueillir jusqu'à quatre disques CMR.

Aperçu des avantages :

- Rangement et transformation efficaces du matériau sur rouleau
- Conception compacte et peu encombrante
- Construction robuste
- Convient à jusqu'à quatre rouleaux CMR
- Prélèvement individuel des rouleaux CMR

Appropriation optimale pour :

- CITO ULTIMATE CMR
- CITO DYNAMIC CMR
- CITO BASICplus CMR
- CITO Cushion Crease EasyFix et CITO Cushion Crease Plus EasyFix

Désignation	UV	Réf. n°
Support CITO CMR quadruple	1 unité	BDA00002

Dimensions : profondeur : 460 mm, largeur : 380 mm, hauteur : 410 mm  
 Dimensions de dressage, rouleau CMR inclus : profondeur : 530 mm, largeur : 380 mm, hauteur : 655 mm



Pour plus d'informations sur CITO Cushion Crease : [www.cito.de/cushion-crease](http://www.cito.de/cushion-crease)